

# EMSCULPT neo®

BRÛLER PLUS DE GRAISSES ET  
CONSTRUIRE PLUS DE MUSCLE



[WWW.CALISTAMEDICAL.CH](http://WWW.CALISTAMEDICAL.CH)

 @calistamedical\_ch

# EMSCULPT NEO

## EMSCULPT neo

### DESCRIPTION

#### BRÛLER PLUS DE GRAISSES, FORGER PLUS DE MASSE MUSCULAIRE

Le pouvoir de la combinaison. Deux technologies dans un seul applicateur. EMSculpt Neo est une évolution d'EMSculpt et émet simultanément de la radiofréquence synchronisée brevetée pour la réduction des graisses et de l'énergie électromagnétique de haute intensité (HIFEM+) pour brûler encore PLUS DE GRAISSES et construire encore PLUS DE MUSCLE.

Les données de 7 études cliniques EMSculpt Neo montrent des résultats moyens de 30% de réduction de la graisse sous-cutanée et de 25% d'augmentation de la masse musculaire.



### POINTS CLES

#### LE POUVOIR DE LA COMBINAISON!

EMSculpt Neo est une évolution inédite d'EMSculpt et émet simultanément des radiofréquences et de l'énergie électromagnétique de haute intensité. Au final, on obtient PLUS de perte de graisse et Plus de développement musculaire qu'avec n'importe quel autre système actuellement disponible; non invasif, en moins de temps et moins cher.

- 30 % de GRAISSE en moins
- 25 % de MUSCLE en plus
- Homologué par la FDA et CE Médical
- Résultats remarquables
- EMSculpt Neo traite une plus grande population de patients avec une faible restriction en termes d'IMC (jusqu'à 35 d'IMC)
- L'appareil effectue lui-même la thérapie



**NOUVEAU:**  
**APPLICATEURS EDGE**  
pour les bourrelets  
sur les flancs



### FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

#### ENERGIE RADIOFREQUENCE



EMSculpt Neo repose sur un applicateur qui émet simultanément des radiofréquences synchronisées et de l'énergie HIFEM+.

#### HIFEM+ - ENERGIE



#### Réchauffement des muscles profonds

En raison du chauffage par radiofréquence, EMSculpt Neo a la seule procédure esthétique qui fait travailler des muscles chauffés. Grâce à l'échauffement par radiofréquence, la température des muscles augmente rapidement de plusieurs degrés. Les muscles sont préparés à l'effort, comme lors d'un échauffement avant l'entraînement.



#### L'effet thermique le plus rapide du marché

En moins de 4 minutes, la graisse sous-cutanée atteint des températures qui provoquent une apoptose, c'est-à-dire que les cellules graisseuses sont endommagées de manière permanente et lentement détruites par l'organisme. Des études cliniques ont montré une réduction de 30 % dans le tissu adipeux sous-cutané.


#### Des contractions musculaires supramaximales

EMSculpt Neo utilise la technologie HIFEM+ (High-Intensity Focused Electro-Magnetic Field) et assure ainsi environ 20'000 contractions supramaximales par séance, ce que l'on n'arrive normalement pas à obtenir avec des mouvements musculaires spontanés.

#### Musclature

Lorsque le tissu musculaire est soumis à des contractions supramaximales, il est forcé de s'adapter à cet état extrême. Le muscle réagit par un remodelage complet de sa structure interne, c'est-à-dire la croissance des myofibrilles (hypertrophie musculaire) et la formation de nouveaux brins de protéines et de fibres musculaires (hyperplasie musculaire). En moyenne, le volume musculaire augmente de 25 % après quatre traitements EMSculpt Neo.


### RESULTATS



**EMSCULPT**  
**neo**

**Le pouvoir de la  
combinaison.**

**Pour brûler encore PLUS DE GRAISSES et  
construire encore PLUS DE MUSCLE.**



**calista**  
medical

**Calista GmbH** | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld  
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50  
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch