

# EXILIS ULTRA 360™

REJUVENATION DE LA PEAU  
DE LA TETE AUX PIEDS



[WWW.CALISTAMEDICAL.CH](http://WWW.CALISTAMEDICAL.CH)

 @calistamedical\_ch

# EXILIS ULTRA 360

## EXILIS ULTRA 360™

### DESCRIPTION

#### RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU, REDUCTION DES GRAISSES, REJUVENATION VAGINALE

EXILIS ULTRA 360 est le premier et le seul système à utiliser simultanément la radiofréquence monopolaire et les ultrasons.

Il offre une option de traitement non invasive pour le relâchement cutané et l'excès de graisse, et se distingue par une polyvalence inégalée grâce au traitement de plus de 20 zones, de la tête aux pieds en passant par les parties intimes, sans restriction liée à l'IMC ou au type de peau.

La chaleur détruit les vieilles fibres de collagène et amorce le processus de formation de nouveau collagène. Les cellules graisseuses sont réduites par la chaleur. Cela entraîne un raffermissement de la peau et une diminution de la graisse.

**Pour tous, sans restriction liée à l'IMC ou au type de peau**




### POINTS CLES

#### REJUVENATION DE LA PEAU DE LA TETE AUX PIEDS

- Une toute nouvelle technologie à 360° pour des traitements plus rapides et des résultats plus homogènes
- Le premier et le seul applicateur à utiliser simultanément la radiofréquence et les ultrasons
- Polyvalence inégalée grâce aux 5 embouts pour traiter plus de 20 zones de la tête aux pieds.
- Coûts liés aux consommables réduits au minimum

### FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

#### RADIOFREQUENCE MONOPOLAIRE FOCALISEE



EXILIS ULTRA 360 assure une chaleur ciblée avec une force contrôlée pour une pénétration très profonde avec la radiofréquence monopolaire focalisée. Le grand applicateur utilise une combinaison précise de chaleur et de refroidissement pour chauffer l'apport de radiofréquence à des profondeurs spécifiques des tissus, tout en permettant à la chaleur d'être focalisée en profondeur grâce au refroidissement contrôlé simultané.

EXILIS ULTRA 360 utilise ainsi un système d'apport d'énergie sophistiqué. Le système Energy Flow Control (EFCTM), doté d'une adaptation d'impédance intégrée, assure une chaleur uniforme dans le tissu cible et permet une surveillance constante pendant le traitement. L'alimentation est immédiatement coupée si le contact est affecté, éliminant ainsi le risque de points chauds, de brûlures et d'étincelles.

Le traitement des zones difficiles d'accès, comme la zone périorbitaire, peut être effectué à l'aide de l'applicateur spécial à 360°.

La sécurité et le confort sont améliorés grâce à la répartition volumétrique de la température sur 360°, qui permet un réchauffement rapide et uniforme des tissus environnants. Cela permet aux utilisateurs d'atteindre des niveaux d'énergie élevés sans compromettre le confort et la sécurité des patients.




#### REDUCTION DES RIDES, REDUCTION DE LA GRAISSE, RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU ET AMELIORATION DE LA LAXITE VAGINALE

L'énergie focalisée par EXILIS ULTRA 360 casse les fibres de collagène et d'élastine sous l'effet de la chaleur; l'action thermique contrôlée dissout rapidement et efficacement la structure du collagène et de l'élastine, et le processus naturel de guérison fait appel aux fibroblastes pour produire activement de nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Cette chaleur volumétrique à 360° sépare les vieilles fibres du tissu conjonctif et stimule la formation de nouvelles fibres. Les cellules graisseuses sont réduites par la chaleur. Il en résulte une peau visiblement raffermie et une réduction de la graisse.

#### ULTRA FEMME 360™ SANTE INTIME FEMININE ET REJUVENATION VAGINALE

ULTRA FEMME 360 est une technologie innovante et non invasive qui utilise la radiofréquence et permet une réjuvenation vaginale et une réduction des lèvres. La chaleur générée par la radiofréquence stimule la production de collagène, avec un maximum de confort et une répartition idéale de la chaleur.

La technologie à 360 degrés pour les traitements internes et externes est utilisée pour le raffermissement du vagin, ainsi que pour le raffermissement des lèvres



### RESULTATS



# EXILIS ULTRA 360™

De la tête aux pieds.  
Avec la radiofréquence monopolaire  
et les ultrasons

Pour tous, sans restriction  
liée à l'IMC ou au type de peau



Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld  
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50  
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch